

COMUNICADO, NUEVO PRODUCTO

Por la presente carta tenemos el placer de anunciar el lanzamiento de nuestro nuevo reactivo BILIRUBINA DPD*. Este producto mejora la compatibilidad de nuestros reactivos de bilirrubina con los analizadores fotométricos automáticos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- 2 Reactivos líquidos
- Listos para su uso
- Ratio 4 + 1
- Evita tener que preparar un reactivo de trabajo.
- Optimizado para automatización
- NO ES NECESARIO EL BLANCO DE MUESTRA
- Evita las interferencias del color de la muestra en el resultado

REF	Descripción	Instrumentos compatibles
MD1001046	BILIRUBIN Total. DPD. Colorimetric. 4x40 mL / 2x20 mL	Spin640 / BS400 / BS480 / BS380
MD1001047	BILIRUBIN Direct. DPD. Colorimetric. 4x40 mL / 2x20 mL	
MI1001046	BILIRUBIN Total. DPD. Colorimetric. 5x25 mL / 1x32 mL	Spin120 / Spin200E / BS120 / BS200 / BS200E
MI1001047	BILIRUBIN Direct. DPD. Colorimetric. 5x25 mL / 1x32 mL	
MX1001046	BILIRUBIN Total. DPD. Colorimetric. 4x40 mL / 2x20 mL	Spin 800 / BS 800
MX1001047	BILIRUBIN Direct. DPD. Colorimetric. 4x40 mL / 2x20 mL	
SP1001046	BILIRUBIN Total. DPD. Colorimetric. 10x20 mL / 10x5 mL	Spinlab 100 / Spinlab 180 / Selectra instruments
SP1001047	BILIRUBIN Direct. DPD. Colorimetric. 10x20 mL / 10x5 mL	
TK1001046	BILIRUBIN Total. DPD. Colorimetric. 10x25 mL / 10x7 mL	Spintech 240 / Biolis 24i / Biolis 30i
TK1001047	BILIRUBIN Direct. DPD. Colorimetric. 10x25 mL / 10x7 mL	
1001046	BILIRUBIN Total. DPD. 1x240 mL / 1x60 mL	Spinreact bottles
1001047	BILIRUBIN Direct. DPD. 1x240 mL / 1x60 mL	

Contacte con su 'area manager' para precios y más información

* Diclorophenildiazodium Method

